



# Pavo ReHydrate

Restituerende sportsdrik til heste

Heste der arbejder intenst og/eller sveder, mister ikke kun væske, men også krops-mineraler – elektrolytter, som natrium, klorid og kalium. Hvis de ikke erstattes, kan hestens dehydrere og lide af negative elektrolyt balance, hvilke vil resultere i manglende energi og arbejdsvilje. Pavo ReHydrate er en ideel sportsdrik til heste som sikre øjeblikkelig erstatning af elektrolytter, væske og energi, som resulterer i at din hest kommer sig hurtigere efter hårde præstationer.

## Sportsdrik med elektrolytter og glukose

Pavo ReHydrate giver den eksakte kombination af elektrolytter og et højt indhold af glukose sikre at produktet er den optimale sportsdrik til at hjælpe din hest med at komme sig efter hårde præstationer og/eller meget svedning. Den hurtige erstatning af elektrolytter sikre at væske- og elektrolyt-balancen hurtigt er genoprettet. Balancen er essentiel for korrekt funktion af normale funktioner i kroppen, som regulering af temperaturen og kredsløb.

Glukosen i Pavo ReHydrate giver et energi-boost og sikre en god optagelse af elektrolytterne. Et balanceret glukose-niveau stimulerer optagelsen af væske og elektrolytter i kroppen, og din hest vil være i stand til at omdanne energi hurtigere og dermed bruge det.

Ved at give Pavo ReHydrate stimulere du hestens naturlige tørst, som resultere i at de nødvendige kropsvæsker erstattes igen.

## Forskellige måder at give din Pavo ReHydrate på

Du kan tildele Pavo ReHydrate på forskellige måder til din hest, afhængig af hvor hurtigt du ønsker effekten og hvordan den bedst kan lide det. Du kan tilsætte blandingen i drikkevandet, eller tilsætte det i hestens foder. Nægter din hest at drikke eller æde? Så kan du også sprøjte blandingen ind i munden på din hest.

Tilsættes i drikkevandet (omrøres)

Tilsættes i foderet

Sprøjtes direkte ind i hestens mund

Forskellige måder at give din Pavo ReHydrate på





# Pavo ReHydrate

Restituerende sportsdrik til heste

## Produkt specifikationer

### Sammensætning

Glucose (dextrose monohydrat)  
Salt  
kaliumchlorid  
Magnesiumsulfat  
Trisodiumphosphat

### Foderanvisninger

Se vejledningen  
Vand skal altid være til rådighed  
Kompensation for elektrolyttab ved kraftig  
svedafsondring (Nyttigt: 1 til 3 dage)

### Tilskuds-produkter per kg

Teknologiske tilsætningsstoffer  
Citronsyre (E330) 30.000 mg  
Kaliumsorbat (E202) 2.000 mg  
Sensoriske additiver: Aromatiske  
stoffer  
Æble lugte II 12.000 mg  
Karamel (E150C) 9.000 mg

### Opbevarings anvisning

Foderet skal opbevares køligt, tørt og  
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes  
igen

### Analytiske bestanddele

Råprotein	0,2 %
Råfedt	1,1 %
Råfiber	0,0 %
Råaske	38,9 %
Sukker	19,0 %
Kalcium	0,0 %
Fosfor	0,61 %
Magnesium	0,36 %
Natrium	3,26 %
Kalium	2,6 %
Klorid	5,3 %